

두 가지 주파수가 만드는 깊이의 경험
6.78 MHz와 2 MHz의 강렬한 조화

두 가지 주파수의 조합은 보다 깊고 넓게
열을 전달합니다. 비침습으로 부담은 적게
피부 속 깊게 전해지는 열감을 경험해보세요.



FIT MY SKIN, FIT MY MOMENT

나를 위한 맞춤형 시술
세심한 Depth와 Level

3단계 Depth와 10단계 Level의 조율로
안정적인 시술을 만날 수 있습니다.
피부 특성에 따라 달라질 각각의
깊이감을 느껴보세요.

적합한 임피던스 피드백

시술 전 피부 상황을 확인하는
실시간 임피던스 피드백은 내 피부에
맞는 시술을 가능하게 합니다.

시술 하는데 얼마나 걸릴까요?

XERF는 별도의 마취 과정이 없어
바로 시술이 가능하며, 샷 수에 따라
15분에서 30분 가량 소요됩니다.

시술 직후 일상 생활이 가능할까요?

XERF는 피부 속으로 에너지를 전달하기 때문에
일반적으로 시술 직후 바로 일상생활이 가능하며
별도의 회복 기간을 필요로 하지 않습니다.

아프진 않을까요?

XERF의 ICD Cooling은 표피 온도를
효과적으로 낮춰 통증 감소에 적합합니다.
XERF에 탑재된 Wave Fit Pulse 역시
안정적인 시술이 가능하도록 초점을 맞췄습니다.

안전한가요?

XERF는 식약처 허가를 완료한,
안전성이 검증된 의료기기입니다.

어떤 XERF EFFECTOR로 얼마나 시술해야 좋을까요?

개인별 피부 상태나 부위에 따라
적합한 샷 수와 기간에 차이가 있습니다.
가까운 병원에서 상담해보세요!

XERF

세르프



이제 새로운 모노폴라 RF를
만날 시간입니다.

SHALLOW
MIDDLE
DEEP

DEPTH

CYNOSURE
LUTRONIC

광고심의필 범용전기수술기 조합-2024-33-051 (유효기간 2027-08-27)
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.
Copyright©Lutronic Corporation. All rights reserved.

세르프 앰버서더
박신혜

FIT THE

WAVE FIT

FIT WITH TRUST

기술이 만든 안전성

끊임없이 변화하는
Wave Fit Pulse

XERF는 전달한 에너지 양에 따라
적절하게 펄스를 변화시킴으로써
필요한 만큼의 에너지와
쿨링 효과를 전달해 안정적인
시술을 가능하게 합니다.

EFFECTOR 표면 온도 모니터링 시스템

표면 온도를 실시간으로 확인할 수 있어
과도한 온도 상승을 방지합니다.
EFFECTOR 표면 온도가 43°C를 초과
하는 경우, 고주파 출력이 차단됩니다.


시원한 ICD Cooling

시술 강도에 맞게 표피 온도를 낮춰주는
ICD Cooling은 피부 자극을 줄여
시술의 부담도 낮춰줍니다.
이제 과하지도 모자라지도 않는
XERF의 열감을 마주할 시간입니다.

다양한 Line Up

필요에 따라 다양한 사이즈의
EFFECTOR를 준비했습니다.
네 가지 XERF EFFECTOR 중
나에게 필요한 EFFECTOR를
선택합니다.

EFFECTOR 60



EFFECTOR 40



EFFECTOR 10



EFFECTOR 05



Fit to Shape
어디서나 드러나는 존재감

XERF EFFECTOR 패키지는
언제나 자신만의 길을 가는
사람들의 입체적인 내면을
모티브로 삼았습니다.



Memo >

PULSE