

2種類の周波数がもたらす  
皮膚深層域への体験  
6.78MHzと2MHzの  
パワフルな組み合わせ

2種類の周波数の組み合わせにより、さらに深くそして広  
範囲に熱を届けます。負担の少ない非侵襲的なアプローチ  
で、肌の奥深くまで伝わる温かさを体験してください。



## FIT MY SKIN, FIT MY MOMENT

一人ひとりの肌の状態に  
FITしたカスタマイズ治療

きめ細かく設定可能な3段階のDepth  
と10段階のLevelの調整によって安  
全安心な施術を受けることができま  
す。お肌に合わせて変化するそれぞ  
れのDepth感を体験してください。

理想的なインピーダンス  
フィードバック

施術前にお肌の状態を確認するリアル  
タイムインピーダンスフィードバック  
は、一人ひとりの肌の状態に合わせた  
カスタマイズ治療を可能にします。

施術時間はどのくらいかかりますか？

通常、XERFは麻酔が必要ないのですぐに施術が可  
能です。ショット数にもよりますが15分～30分程  
度が一般的です。

すぐに日常生活を送ることができますか？

XERFは肌の奥深くにエネルギーを送るため、通  
常、施術直後から日常生活を再開いただくことが可  
能です。特に回復期間を必要としません。

施術は痛くないですか？

XERFのICD クーリングシステムは表皮の温度を効  
果的に下げて痛みを軽減します。また、XERFに搭  
載されている可変パルスも安全で安定した施術がで  
きること焦点を合わせて設計されています。

安全に使用できますか？

XERFは韓国 食品医薬品安全処(MFDS)の認可を取  
得した安全性が確認されている医療機器です。

どのEFFECTORで何回施術するのがよいですか？

適切なショット数や施術の間隔は、一人ひとりの肌  
の状態や施術部位によって異なります。お近くのク  
リニックでご相談ください！

# XERF

ザーフ



ザーフ アンバサダ  
朴信恵

ついに、新しいモノポーラRFに  
出逢う時が訪れました XERF

SHALLOW  
MIDDLE  
DEEP

# DEPTH

CYNOSURE  
LUTRONIC

(韓国) 広告審議済 汎用電気手術器 組合 -2024-33-051 (有効期限: 2027-08-27)  
本製品は医療機器です。使用上の注意および使用説明書をよく読んでご使用  
ください。Copyright©Lutronic Corporation. All rights reserved.

# FIT THE

# WAVE FIT

## FIT WITH TRUST

テクノロジーによる  
安全性

絶え間なく変化する  
Wave Fit Pulse


XERFは、照射エネルギー量に応じてパルスを適切に変化させることで、適切なエネルギーとクーリング効果で安定した施術を可能にします。

# PULSE


### 豊富なラインナップ

ニーズに合わせて様々なサイズのEFFECTORを用意しました。4種類のXERF EFFECTORの中から必要なEFFECTORをお選びください。

EFFECTOR 60



EFFECTOR 40



EFFECTOR 10



EFFECTOR 05



### EFFECTORの表面温度 モニタリングシステム

表面温度をリアルタイムで確認することができ、過度な温度上昇を防止します。EFFECTORの表面温度が43°Cを超えると高周波が自動的にカットされます。

### 心地良い ICD Cooling

施術レベルに合わせて表皮の温度を下げるICD Coolingは、肌へのダメージを軽減し施術の負担を軽減します。心地よい暖かなXERFの施術を体験してください。

### Fit to Shape

至るところに感じられるプレゼンス

XERF EFFECTORのパッケージは、自分の道を進む人たちが持つ内面をモチーフにしています。



Memo >